



HETTINFO II

Sistema de Documentación
para Bancos de Sangre



HETTINFO II SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN

— Transparencia y Trazabilidad en Bancos de Sangre

El Hettinfo II documenta los pasos importantes antes y durante la centrifugación, esto asegura un proceso transparente y trazable. El sistema de documentación es operado mediante pantalla táctil la cual guía al usuario paso a paso por el proceso de centrifugación y registra todos los datos importantes del proceso.

Todos los datos documentados son temporalmente almacenados localmente y pueden ser exportados directamente después de la centrifugación o a un tiempo definido como un archivo CSV. Los datos pueden ser almacenados en red o exportados a memoria USB. Esto hace del HETTINFO II un sistema independiente y facilita el proceso hacia otro software.



— Buenas razones para elegir el HETTINFO II:

- 1 Pantalla táctil**
El HETTINFO II puede ser operado simple y fácilmente mediante su pantalla táctil, aun utilizando guantes para laboratorio.
- 2 Instrucciones paso a paso**
Con sus instrucciones paso a paso, el usuario sabe siempre cual es el siguiente paso. En caso de operación incorrecta o errores aparece inmediatamente un mensaje visual y audible.
- 3 Exportación de datos automático**
Los datos obtenidos se pueden exportar después de cada ciclo o en tiempos específicos.
- 4 Formato de datos universal**
El archivo CSV es fácil de procesar y trabaja independiente para una gran compatibilidad con el sistema existente.



PROCESO DE DOCUMENTACIÓN

EL PROCESO HETTINFO II DE UN VISTAZO



ESCANEO

Ejecución de todas las etapas de escaneo



GIRAR

Centrifugación de las bolsas de sangre



EXPORTAR ARCHIVO CSV

Se exporta al servidor o a una memoria USB



MAS PROCESAMIENTO

Se importa hacia el software propio

HETTINFO II

CARACTERISTICAS TECNICAS

Todas las características técnicas del Hettinfo II

Compatibilidad	ROTO SILENTA 630 RS, ROTIXA 500 RS
Pantalla táctil de 4.3"	Muestra estatus del proceso, mensajes de error, ajustes
Usuarios	3.000 máx.
Modulo de escaneo para registro de datos	ID de usuario, ID de bolsa de sangre, Número de programa
Registro de datos de corrida	Nombre de Centrifugación, datos de centrifugación, fecha, tiempo de inicio y fin, temperatura, radio, tiempo de aceleración, tiempo de frenado, tiempo total por corrida, RPM, RCF, RCF integral, tiempo de ciclo, desactivación de velocidad de frenado, resultado final
Formato del archivo	CSV
Puertos	LAN, USB
Registro	Documentación de los mensajes de error. Se exportan como un archivo de texto o a memoria USB



MODULOS

— HettInfo II

Con el Hettinfo II puedes registrar los datos de tu ciclo de centrifugación ROTO SILENTA 630 RS o ROTIXA 500 RS.

Para llevar un registro del proceso completo, recomendamos el HETTINFO II modulo de esaneo plus.



Artículo	Incluye	No. Cat.
HettInfo II – ROTO SILENTA 630 RS	Software, pantalla táctil	0955
HettInfo II – ROTIXA 500 RS	Software, pantalla táctil	0956

— Modulo de escaneo

El escáner de código de barras incluido en el modulo de escaneo registra todos los datos de manera fiable. El sujetador ergonómico asegura fácil manejo y ofrece protección segura cuando no está en uso.

El escáner de código de barras de la serie Hettinfo I es compatible con el Hettinfo II y puede ser utilizado



Artículo	Incluye	No. Cat.
Modulo de escaneo – ROTO SILENTA 630 RS	Escaner de código de barras, Soporte, cable	0959
Modulo de escaneo – ROTIXA 500 RS	Escaner de código de barras, Soporte, cable	0960

— Add-on Kit

Con el kit de actualización, los modelos de ROTO SILENTA del año 01/2008* se pueden actualizar al Hettinfo II. Para tener el proceso completo de centrifugación recomendamos el Add-on kit plus Scan Module.

* Modelos anteriores bajo requerimiento.

Artículo	Incluye	No. Cat.
Add-on Kit para 5005	Firmware, pantalla táctil Panel frontal	E4378
Add-on Kit para 5005-80	Firmware, pantalla táctil Panel frontal	E4393
Add-on Kit para 5005-90	Firmware, pantalla táctil Panel frontal	E4416
Add-on Kit para 4950	Firmware, pantalla táctil Panel frontal	E4409